



BROCHURE ORTHOGREEN MOBILITY

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ROLLATOR QUADRI

Rollator léger et pliable conçu pour accompagner les déplacements au quotidien. Il dispose d'une assise, d'un dossier souple, d'un filet de transport, d'un porte-canne et de poignées réglables en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Cadre en aluminium
Longueur : 70 cm
Largeur : 65 cm
Largeur pliée : 29 cm
Hauteur des poignées : 80,5 à 93 cm
Hauteur d'assise : 61 cm
Largeur d'assise : 45 cm
Profondeur d'assise : 20 cm
Poids : 7,25 kg
Poids utilisateur maximum : 130 kg
Charge maximale du panier : 5 kg
Roues avant : 200 x 40 mm
Roues arrière : 178 x 40 mm
Freins avec position de stationnement
Dossier souple
Porte-canne

INDICATIONS

Difficulté à marcher longtemps
Besoin d'un appui pendant les déplacements
Perte de mobilité légère à modérée
Fatigue pendant la marche
Besoin de pauses régulières
Utilisation intérieure ou extérieure
Maintien de l'autonomie au quotidien



NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Fauteuil roulant manuel léger et réglable, conçu pour accompagner les déplacements quotidiens. Il dispose de poignées réglables, d'accoudoirs ajustables, de repose-pieds amovibles et de roues arrière démontables pour faciliter l'utilisation et le transport.



CARACTÉRISTIQUES

Fauteuil roulant manuel léger
Longueur : 104 cm
Hauteur : 89 à 99 cm
Largeur selon version : 60 à 71 cm
Largeur d'assise : 39 à 50 cm
Poids : 18,8 kg
Poids utilisateur maximum : 130 kg
Poignées réglables en hauteur
Accoudoirs réglables en hauteur
Repose-pieds amovibles et escamotables
Roues arrière démontables par bouton-poussoir
Assise confortable pour usage quotidien

INDICATIONS

Difficulté à marcher longtemps
Perte de mobilité temporaire ou progressive
Convalescence après opération ou hospitalisation
Utilisation à domicile ou en extérieur adapté
Besoin d'un fauteuil roulant manuel réglable
Besoin d'un fauteuil avec repose-pieds amovibles
Aide à la mobilité pour personne âgée ou PMR

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

Fauteuil roulant électrique conçu pour les déplacements intérieurs et extérieurs. Il combine confort, stabilité et adaptabilité, avec plusieurs largeurs d'assise, différentes vitesses possibles et une autonomie adaptée aux trajets quotidiens.



CARACTÉRISTIQUES

Fauteuil roulant électrique
intérieur / extérieur

Longueur : 1185 / 1205 / 1224 mm

Largeur : 595 / 610 / 630 / 650
mm

Hauteur totale : 1036 mm

Largeur d'assise : 400 à 500 mm

Profondeur d'assise : 420 à 520
mm

Hauteur d'assise : 430 à 480 mm

Poids : environ 139 kg

Poids utilisateur maximum : 130
kg

Vitesse selon version : 6 / 10 / 14
km/h

Autonomie : 37 à 50 km selon
configuration

Batteries : 2 x 12 V / 80 Ah

Moteurs : 350 W

Joystick de commande

Options de réglage selon
configuration

INDICATIONS

Personne à mobilité réduite

Difficulté importante à marcher

Besoin d'un fauteuil motorisé

Déplacements quotidiens

Utilisation intérieure et extérieure

Besoin de confort et de stabilité

Maintien de l'autonomie à domicile
et à l'extérieur

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

SCOOTER ÉLECTRIQUE

Scooter électrique 4 roues conçu pour les déplacements extérieurs des personnes à mobilité réduite. Il offre une conduite confortable, une bonne autonomie, un siège réglable, un panier avant et deux rétroviseurs.



INDICATIONS

Personne à mobilité réduite
Difficulté à marcher longtemps
Fatigue lors des déplacements
Besoin d'autonomie à l'extérieur
Déplacements quotidiens
Courses, sorties ou visites
Besoin d'un scooter stable et confortable

CARACTÉRISTIQUES

Scooter électrique 4 roues
Longueur : 145 cm
Largeur : 66 cm
Hauteur : 135 cm
Rayon de braquage : 316 cm
Garde au sol : 20 cm
Hauteur de siège : 45,5 à 53 cm
Autonomie maximale : 53 km
Vitesse maximale : 15 km/h
Poids : 131 kg
Poids utilisateur maximum : 150 kg
Panier avant
Deux rétroviseurs
Tapis antidérapant

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CANNE DE MARCHÉ PLIABLE AVEC POIGNÉE EN LIÈGE

Canne de marche pliable conçue pour offrir un appui confortable et pratique au quotidien. Elle dispose d'une poignée en liège respirante, d'une structure légère en aluminium, d'une hauteur réglable et d'un embout Flexyfoot rotatif avec absorption des chocs.

CARACTÉRISTIQUES

Canne pliable
Poignée en liège respirant
Structure en aluminium léger
Hauteur réglable : 83,7 à 93,7 cm
Poids utilisateur maximum : 130 kg

INDICATIONS

Besoin d'un appui pendant la marche
Perte d'équilibre légère
Fatigue lors des déplacements
Utilisation quotidienne ou ponctuelle
Besoin d'une canne facile à transporter
Déplacements à domicile ou à l'extérieur
Recherche d'une poignée confortable



NOTRE MAGASIN


RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

LIT MÉDICALISÉ ÉLECTRIQUE AVEC POTENCE

Lit médicalisé électrique conçu pour améliorer le confort, la sécurité et l'autonomie à domicile. Il permet d'adapter la position de couchage selon les besoins de l'utilisateur et peut être équipé d'une potence, de barrières latérales et d'accessoires complémentaires.



CARACTÉRISTIQUES

Lit médicalisé électrique
Réglages électriques selon modèle
Relève-buste selon modèle
Relève-jambes selon modèle
Hauteur variable selon modèle
Commande à main
Potence avec poignée
Barrières latérales
Roues avec freins selon modèle
Compatible avec matelas médicalisé adapté
Accessoires possibles selon besoin

INDICATIONS

Maintien à domicile
Personne âgée ou PMR
Convalescence après opération ou hospitalisation
Besoin d'un lit adapté pour les soins
Difficulté à se relever ou changer de position
Besoin de sécuriser le couchage
Aide aux aidants et aux soins quotidiens

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

FAUTEUIL RELEVEUR ÉLECTRIQUE EN VINYLE ANTHRACITE



Fauteuil releveur électrique conçu pour aider l'utilisateur à s'asseoir, se relever et se détendre plus facilement. Il dispose d'une fonction releveur motorisée, d'un dossier inclinable, d'un repose-jambes et d'une télécommande simple d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Fonction releveur électrique
Télécommande sécurisée
Repose-jambes intégré
Dossier inclinable
Revêtement vinyle anthracite
Revêtement facile à nettoyer
Assise moelleuse
Accoudoirs amovibles
Fauteuil déhoussable
Capacité maximale : 160 kg
Poids du fauteuil : 59 kg
Largeur d'assise : 50 cm
Profondeur d'assise : 55 cm
Hauteur du dossier : 70 cm

INDICATIONS

Difficulté à se relever
Perte de mobilité
Personne âgée ou PMR
Douleurs articulaires ou musculaires
Besoin de confort au domicile
Convalescence après opération ou hospitalisation
Maintien de l'autonomie à domicile
Besoin d'une position relax avec jambes relevées

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

TABLE DE LIT À ROULETTES AVEC PLATEAU INCLINABLE

Table de lit pratique pour manger, lire, écrire ou utiliser une tablette depuis le lit ou un fauteuil. Elle dispose d'un grand plateau inclinable, d'un petit plateau fixe et d'une hauteur réglable pour s'adapter à l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES

Plateau inclinable : 60 x 40 cm
Plateau fixe : 40 x 20 cm
Hauteur réglable : 71,5 à 117 cm
Base : 60,5 x 40,5 cm
Hauteur des pieds : 9,5 cm
Largeur entre les pieds : 50 cm
Plateau inclinable avec rebords
Inclinaison possible des deux côtés
Table à roulettes

INDICATIONS

Utilisation au lit ou au fauteuil
Personne alitée ou en convalescence
Perte de mobilité
Besoin de manger au lit
Lecture, écriture ou tablette
Maintien de l'autonomie à domicile
Aide pratique pour personnes âgées ou PMR

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CHAISE DE DOUCHE AVEC DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Chaise de douche légère et réglable en hauteur, conçue pour améliorer le confort et la sécurité pendant la toilette. Elle dispose d'un dossier, d'accoudoirs, d'une assise antidérapante et de pieds réglables.



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur d'assise : 42 à 57 cm

Hauteur totale : 80 à 95 cm

Surface d'assise : 54 x 41 cm

Largeur entre accoudoirs : 45 cm

Poids : 4,7 kg

Poids utilisateur max : 130 kg

Matériaux : polypropylène et aluminium

Coloris : gris

Dossier et accoudoirs amovibles

Montage sans outil

INDICATIONS

Difficulté à rester debout sous la douche

Perte de mobilité

Fatigue pendant la toilette

Personne âgée ou PMR

Convalescence après opération ou blessure

Besoin de sécuriser la salle de bain

Besoin d'un dossier et d'accoudoirs pour plus de maintien

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CHAISE GARDE-ROBE AVEC SEAU AMOVIBLE



Chaise garde-robe conçue pour faciliter l'accès aux toilettes lorsque les déplacements deviennent difficiles. Elle offre une solution stable, confortable et discrète pour préserver l'autonomie à domicile.

CARACTÉRISTIQUES

- Assise rembourrée
- Dossier de maintien
- Accoudoirs
- Seau amovible
- Structure fixe
- Pieds avec embouts au sol
- Utilisation à domicile
- Entretien simple

INDICATIONS

- Difficulté à se rendre aux toilettes
- Utilisation près du lit
- Besoin d'aide pendant la nuit
- Perte de mobilité
- Convalescence
- Personne âgée ou PMR
- Maintien de l'autonomie à domicile

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

TABOURET DE DOUCHE RECTANGULAIRE AVEC OUVERTURE

Tabouret de douche conçu pour améliorer la sécurité et l'autonomie pendant la toilette. Son assise rectangulaire avec ouverture facilite l'hygiène intime, tandis que sa hauteur réglable permet une adaptation à l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur réglable : 39 à 54 cm

Assise : 46 x 33,5 cm

Poids utilisateur maximum : 150 kg

Cadre en aluminium

Large embouts en caoutchouc

Ouverture positionnable à l'avant ou à l'arrière

Accessoires possibles : dossier et accoudoirs

Pays d'origine : Italie

INDICATIONS

Difficulté à rester debout sous la douche

Perte de mobilité

Fatigue pendant la toilette

Récupération après opération ou blessure

Besoin de sécuriser la salle de bain

Utilisation par personnes âgées ou PMR

Besoin d'un siège avec ouverture hygiénique

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

COLLIER CERVICAL RIGIDE

Orthèse cervicale rigide conçue pour stabiliser le cou et limiter les mouvements du rachis cervical. Elle dispose d'un appui mentonnier, d'un appui sternal, d'une coque postérieure, d'une ouverture trachéale et d'un système de réglage en hauteur.



CARACTÉRISTIQUES

Niveau d'immobilisation C4
Coque antérieure avec appui mentonnier
Coque postérieure avec appui occipital
Ouverture trachéale
Mousses amovibles et lavables
Réglage en hauteur
Compatible rayons X
Taille unique
Tour de cou : 31 à 48 cm
Coloris gris / bleu

INDICATIONS

Suivi post-opératoire cervical
Syndrome cervical sévère
Hernie discale cervicale
Usure dégénérative cervicale
Spondylarthrite sévère
Traumatisme cervical
Immobilisation renforcée du cou

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

COLLIER CERVICAL ANATOMIQUE C1

Collier cervical souple conçu pour apporter un soutien léger au cou et maintenir la colonne cervicale en position neutre. Sa mousse confortable, sa forme anatomique et sa fermeture auto-agrippante facilitent le port au quotidien.



CARACTÉRISTIQUES

Collier cervical souple anatomique

Soutien léger du rachis cervical

Mousse souple à faible densité

Forme préformée au menton et aux oreilles

Revêtement en jersey coton

Fermeture auto-agrippante

Coloris bleu marine

Hauteurs disponibles : 6 cm, 7,5 cm, 9,5 cm

INDICATIONS

Torticolis

Douleurs cervicales

Entorse cervicale légère

Tensions cervicales

Poussées douloureuses de cervicarthrose

Transition après collier rigide ou minerve

Soutien du cou lors de longs trajets

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

COLLIER CERVICAL C2+

Collier cervical anatomique conçu pour soulager et stabiliser la colonne cervicale. Sa mousse respirante, son revêtement en jersey coton et sa sangle auto-agrippante offrent un maintien confortable du cou.



CARACTÉRISTIQUES

Collier cervical anatomique
Forme avec bords arrondis
Mousse respirante de densité moyenne
Jersey 100 % coton
Sangle auto-agrippante ajustable
Housses de protection en fibre de bambou
Coloris noir
Tailles XXS à XL
Hauteurs 7,5 cm et 9,5 cm

INDICATIONS

Douleurs cervicales
Entorse cervicale
Cervicarthrose
Névralgie cervico-brachiale
Coup du lapin
Stabilisation du rachis cervical
Soutien du cou pendant la récupération

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

MINERVE CERVICO-THORACIQUE AVEC APPUI MENTONNIER

Orthèse cervico-thoracique conçue pour maintenir le cou et la partie supérieure du thorax. Elle dispose d'un appui mentonnier, d'un plastron thoracique et de sangles de maintien afin d'assurer un soutien renforcé selon la prescription médicale.



CARACTÉRISTIQUES

- Minerve cervico-thoracique
- Appui mentonnier
- Plastron thoracique
- Sangles de maintien
- Structure rigide ou semi-rigide selon modèle
- Réglage selon morphologie
- Adaptation par un professionnel

INDICATIONS

- Immobilisation du rachis cervical
- Traumatisme cervical selon avis médical
- Suivi post-opératoire
- Fracture cervicale ou thoracique supérieure selon prescription
- Besoin de limiter les mouvements du cou
- Maintien renforcé du cou et du haut du thorax
- Utilisation sur prescription médicale

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ATTELLE DE POUCE COURTE

Attelle courte de pouce thermoformable conçue pour stabiliser l'articulation du pouce. Le système BOA permet un serrage précis et progressif, tandis que la structure Exos s'adapte à la morphologie de la main.



CARACTÉRISTIQUES

- Attelle courte de pouce
- Structure thermoformable
- Système BOA
- Stabilisation du pouce
- Ouverture à la base du pouce
- Ouverture au pli palmaire
- Sangle distale amovible
- Modèle gauche ou droit
- Coloris noir
- Tailles XXS à XL
- Sans latex naturel

INDICATIONS

- Entorse du pouce
- Luxation du pouce
- Pouce du skieur
- Douleur de l'articulation du pouce
- Instabilité du pouce
- Immobilisation post-traumatique
- Immobilisation postopératoire
- Soutien du pouce pendant la récupération

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ATTELLE DE DOIGT


Attelle digitale d'extension assistée conçue pour accompagner la rééducation progressive d'un doigt présentant un déficit d'extension ou un enraidissement de l'articulation interphalangienne proximale.

CARACTÉRISTIQUES

Attelle digitale d'extension assistée
Système par ressort ou traction élastique
Appuis palmaires et dorsaux confortables
Adaptable à la morphologie du doigt
Orthèse légère
Tailles XS à XL

INDICATIONS

Rééducation après plastie ou suture des tendons
Enraidissement interphalangien proximal
Déficit d'extension du doigt
Algodystrophie
Mobilisation progressive du doigt
Travail contrôlé de l'extension



NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ATTELLE DE DOIGT

Attelle de doigt conçue pour immobiliser et protéger les phalanges après une blessure, un traumatisme ou une atteinte articulaire. Sa structure en aluminium souple permet un maintien stable du doigt, tandis que la mousse intérieure améliore le confort.



CARACTÉRISTIQUES

Attelle de doigt grenouille
Aluminium souple
Mousse intérieure confortable
Maintien de la première et deuxième phalange
Mise en place simple
Coloris bleu / aluminium
Tailles Small, Medium, Large

INDICATIONS

Traumatisme du doigt
Entorse du doigt
Blessure des phalanges
Atteinte interphalangienne
Douleur ou fragilité du doigt
Immobilisation temporaire
Protection pendant la récupération

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE POIGNET-MAIN

Orthèse d'immobilisation relative conçue pour stabiliser le poignet et soutenir la main. Elle dispose d'une baleine palmaire préformée, amovible et conformable, d'un tricot 3D anatomique et d'une sangle de stabilisation amovible.



CARACTÉRISTIQUES

Orthèse poignet-main
Immobilisation relative
Baleine palmaire préformée
Baleine amovible et conformable
Tricot 3D anatomique
Double sangle de stabilisation amovible
Modèle ambidextre
Utilisable main droite ou gauche
Tailles T1 à T4
Dispositif médical marqué CE

INDICATIONS

Tendinite
Arthrose douloureuse
Arthrite
Entorse bénigne
Syndrome du canal carpien
Douleur ou inflammation du poignet
Besoin de stabilisation articulaire

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE DE COUDE ARTICULÉE

Orthèse de coude articulée conçue pour stabiliser le coude et contrôler l'amplitude de mouvement après une blessure, une intervention ou une fracture stable. Sa charnière réglable permet une immobilisation ou une mobilisation progressive selon prescription médicale.



CARACTÉRISTIQUES

Orthèse de coude articulée
Charnière latérale en aluminium
Structure télescopique
Coques malléables bras et avant-bras
Coussinets thermoformés
ComfortForm

INDICATIONS

Suivi post-opératoire du coude
Blessure du coude
Fracture stable
Réparation du biceps
Lésions des tissus mous
Immobilisation temporaire
Mobilisation contrôlée du coude
Récupération avec amplitude protégée

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE DE COUDE AVEC PELOTES DE SOUTIEN

Coudière compressive conçue pour soutenir l'articulation du coude et accompagner les mouvements du bras. Les pelotes intégrées aident à soulager les zones sensibles autour du coude, notamment lors des gestes répétitifs ou des activités quotidiennes.



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse de coude compressive
- Tricot élastique respirant
- Pelotes intégrées
- Maintien anatomique
- Compression homogène
- Liberté de mouvement conservée
- Enfilage simple
- Utilisation quotidienne ou sportive

INDICATIONS

- Douleur au coude
- Tennis elbow
- Golf elbow
- Tendinopathie
- Irritation après effort
- Gêne lors des mouvements répétitifs
- Soutien articulaire léger à modéré

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE POIGNET-MAIN AVEC SYSTÈME BOA

Orthèse poignet-main thermoformable conçue pour stabiliser le poignet après une blessure, une entorse sévère ou une fracture stable. Le système BOA permet un serrage précis et progressif, tandis que la structure thermoformable s'adapte à la morphologie du patient.



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse poignet-main thermoformable
- Système de fermeture BOA
- Serrage micro-ajustable
- Temps de chauffe : 3 minutes
- Revêtement Lycra
- Traitement antimicrobien
- Modèle gauche ou droit
- Tailles XXS à XL
- Coloris noir
- Ouverture à la base du pouce
- Strap distal amovible
- Adaptation par un professionnel

INDICATIONS

- Lésions des os du carpe
- Lésions ligamentaires du poignet
- Fractures stables du poignet
- Fractures stables du radius ou des styloïdes
- Entorse sévère du poignet
- Stabilisation du poignet après traumatisme
- Maintien pendant la phase de récupération

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE POIGNET-POUCE

Orthèse de poignet avec fixation du pouce conçue pour immobiliser et stabiliser le poignet, l'articulation de base du pouce et l'articulation métacarpo-phalangienne. Elle aide à réduire les douleurs liées aux mouvements tout en conservant la mobilité des doigts.



CARACTÉRISTIQUES

Orthèse poignet-pouce
Attelle en aluminium ajustable
Stabilisation du poignet et du pouce
Pouce maintenu en position fonctionnelle
Doigts libres
Matériau respirant medi Airtex
Enfilage facilité par conception ouverte
Existe main gauche et main droite
Coloris noir ou gris
Tailles 0 à III

INDICATIONS

Entorse du poignet ou du pouce
Immobilisation post-opératoire
Lésion ligamentaire du pouce
Tendinite ou ténosynovite
Inflammation rhumatismale
Rhizarthrose
Besoin de stabilisation du poignet avec maintien du pouce

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ATTELLE D'ÉPAULE

Attelle d'épaule conçue pour immobiliser et soutenir le bras après une intervention ou une blessure de l'épaule. Elle dispose d'un coussin d'abduction amovible, d'un anneau d'épaule et de sangles réglables pour améliorer le maintien et le confort pendant la récupération.



CARACTÉRISTIQUES

Attelle d'épaule avec coussin d'abduction
Coussin profilé amovible
Anneau d'épaule pour réduire la pression sur le cou
Sangles télescopiques réglables
Boucles rapides
Enveloppe de bras ajustable
Textile respirant
Utilisable à droite ou à gauche
Taille universelle réglable
Coloris noir

INDICATIONS

Réparation de la coiffe des rotateurs
Procédure de Bankart
Luxation ou subluxation gléno-humérale
Lésions ou réparations des tissus mous
Immobilisation post-opératoire
Immobilisation post-traumatique
Maintien du bras en position protégée

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ÉCHARPE COUDE AU CORPS

Écharpe d'immobilisation conçue pour soutenir le bras et maintenir le coude contre le corps. Elle dispose d'une sangle de buste amovible, d'un support de pouce et d'un réglage auto-agrippant pour adapter le maintien au patient.



CARACTÉRISTIQUES

Écharpe coude au corps
Sangle de buste amovible
Sangle ajustable par Velcro
Support de pouce
Maintien du coude contre le corps
Soutien de la main
Extérieur en maille grattée
Intérieur en bouclette coton
Lavage à 30 °C
Séchage à l'air
Tailles Petit, Moyen, Grand

INDICATIONS

Traumatisme de l'épaule
Luxation de l'épaule
Fracture de la clavicule
Immobilisation post-opératoire
Immobilisation post-traumatique
Maintien du bras coude au corps
Soutien du bras et de la main

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE D'ÉPAULE

Orthèse neurologique d'épaule conçue pour stabiliser l'épaule, soutenir le bras et améliorer le positionnement du membre supérieur. Elle est particulièrement adaptée en cas de subluxation ou de douleur d'épaule liée à une atteinte neurologique.



CARACTÉRISTIQUES

Orthèse neurologique d'épaule
Stabilisation de l'épaule
Repositionnement de la tête humérale
Soutien du bras et de l'avant-bras
Système de sangles de guidage
Aide au maintien postural
Mise en place possible avec une seule main après apprentissage
Modèle droit ou gauche
Tailles XXS à XL
Coloris noir

INDICATIONS

Subluxation de l'épaule
Douleur d'épaule après AVC
Hémi-parésie
Hémiplégie
Atteinte du plexus brachial
Lésion nerveuse périphérique
Instabilité neurologique de l'épaule
Soutien du bras pendant la rééducation

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE D'ÉPAULE

Orthèse active conçue pour stabiliser et guider l'articulation de l'épaule pendant les mouvements. Son tricot compressif, son système de sangles et sa pelote de soutien aident à soulager les douleurs et à accompagner la récupération.



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse active d'épaule
- Tricot compressif tridimensionnel
- Système de sangles de guidage
- Pelote viscoélastique avec picots
- Recentrage de l'articulation gléno-humérale
- Effet de massage pendant le mouvement
- Bords à pression réduite
- Poitrine dégagée
- Utilisable à droite ou à gauche
- Tailles 0 à 6

INDICATIONS

- Douleur à l'épaule
- Arthrose de l'épaule
- Irritation post-opératoire
- Traitement post-traumatique
- Instabilité articulaire
- Luxation ou subluxation
- Stabilisation du bras neurologique
- Reprise progressive de mobilité

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE

Gilet d'immobilisation conçu pour maintenir le bras contre le torse et limiter les mouvements de l'épaule. Sa forme de harnais et son tissu léger permettent un maintien confortable pendant la récupération.



CARACTÉRISTIQUES

Gilet d'immobilisation d'épaule
Harnais en une seule pièce
Partie épaulière anatomique
Fermeture auto-agrippante
Tissu Poromax léger et aéré
Modèle bilatéral
Utilisable à droite ou à gauche
Tailles 1 à 3

INDICATIONS

Entorse de l'épaule
Luxation de l'épaule
Immobilisation post-traumatique
Immobilisation post-opératoire
Hémiplégie
Maintien du bras en position coude au corps
Soutien du membre supérieur pendant la récupération

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE LOMBAIRE

Orthèse lombaire de mobilisation conçue pour soutenir et soulager la colonne lombaire. Elle dispose d'une coque dorsale semi-rigide, d'une plaque abdominale anatomique et de renforts intégrés pour un maintien renforcé du bas du dos.

CARACTÉRISTIQUES

Fracture stable du pied
Fracture stable de la cheville
Fracture stable du bas de jambe
Entorse sévère de la cheville
Immobilisation post-opératoire

INDICATIONS

Orthèse lombaire de mobilisation
Coloris platinum
Coque dorsale semi-rigide
Plaque abdominale anatomique
4 baleines en acier ressort
Limitation de la rotation lombaire
Soulagement par délordose
Mobilisation progressive
Tailles XS à XXL



NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE D'HYPEREXTENSION

Orthèse d'hyperextension à 3 points conçue pour stabiliser le rachis thoraco-lombaire et limiter la flexion du tronc. Sa structure réglable, sa plaque sternale mobile, sa plaque dorso-lombaire anatomique et sa bande pelvienne permettent un maintien adapté à la morphologie du patient.



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse d'hyperextension à 3 points
- Structure en aluminium léger
- Réglage télescopique horizontal et vertical
- Plaque sternale mobile
- Plaque dorso-lombaire anatomique
- Bande pelvienne réglable
- Fermeture par levier avec sécurité
- Parties rembourrées amovibles
- Adaptation par un professionnel

INDICATIONS

- Fractures traumatiques T10-L1/L2
- Tassements vertébraux dorsaux ou dorso-lombaires
- Fractures liées à l'ostéoporose
- Ostéomalacie avec fractures
- Arthrose dorso-lombaire
- Stabilisation du rachis thoraco-lombaire
- Alternative à un corset plâtré

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CORSET ORTHOPÉDIQUE PNEUMATIQUE

Orthèse de tronc conçue pour soutenir le dos, stabiliser le rachis et accompagner la posture. Son système pneumatique permet d'ajuster le niveau de maintien selon la morphologie du patient et les recommandations médicales.



CARACTÉRISTIQUES

- Système pneumatique de soutien
- Réglage de la pression
- Appuis latéraux
- Stabilisation du tronc
- Soutien dorsal et lombaire
- Maintien postural
- Adaptation selon la morphologie
- Réglage par un professionnel
- Utilisation sur prescription médicale

INDICATIONS

- Douleurs lombaires chroniques
- Douleurs dorsales ou dorso-lombaires
- Soutien renforcé du rachis
- Troubles posturaux
- Instabilité du tronc
- Déformation du rachis selon prescription
- Mise au repos partielle du segment lombaire
- Rééducation ou reprise progressive d'activité



NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE DORSALE

Orthèse dorsale dynamique conçue pour soutenir, soulager et stabiliser l'ensemble du dos. Son système de reclinaison télescopique accompagne les mouvements du corps et aide au redressement progressif de la posture.

CARACTÉRISTIQUES

Marque : Sporlastic
Modèle : Vertebradyn Osteo
Orthèse dorsale dynamique
Coloris platinum
Soutien actif de l'ensemble du dos
Attelle de reclinaison télescopique
Effet de redressement progressif
Pression corrective réglable
Sangles d'épaule réglables
Coussinets d'épaule repositionnables
Textile élastique confortable

INDICATIONS

Ostéoporose
Cyphoses secondaires
Dos rond douloureux
Insuffisance musculaire
Maladie de Bechterew
Maladie de Scheuermann
Fractures vertébrales stables thoraciques ou lombaires



NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

HARNAIS DE PAVLIK POUR BÉBÉ

Orthèse pédiatrique de hanche conçue pour maintenir les hanches du bébé en flexion et abduction. Elle est utilisée dans le traitement de la dysplasie de la hanche, de la luxation ou de la subluxation congénitale, selon prescription médicale.

CARACTÉRISTIQUES

Orthèse pédiatrique de hanche
Coloris gris clair
2 sangles d'épaule
4 sangles de jambe
Sangles avec repères de positionnement
Chaussons avec chaussettes intégrées
Système de repères colorés
Sangle d'abduction incluse
Protections de sangles incluses
Textile doux adapté au nourrisson

INDICATIONS

Dysplasie développementale de la hanche
Luxation congénitale de la hanche
Subluxation congénitale de la hanche
Dysplasie acétabulaire
Traitement orthopédique de la hanche du nourrisson
Maintien des hanches selon prescription médicale



NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

PROTHÈSE

Prothèse de membre inférieur réalisée sur mesure pour accompagner la mobilité, le confort et l'autonomie au quotidien.

Chaque appareillage est adapté aux besoins de la personne, à sa morphologie et à son niveau d'activité, afin d'offrir un bon maintien, une utilisation confortable et une marche la plus naturelle possible.



CARACTÉRISTIQUES

Prothèse de membre inférieur sur mesure

Fabrication et adaptation personnalisées

Emboîture adaptée à la morphologie du patient

Système prothétique conçu pour le confort et la stabilité

Accompagnement dans le choix des composants

Réglages individualisés selon les besoins

Suivi et ajustements par un professionnel

OBJECTIFS

Améliorer la mobilité

Favoriser l'autonomie au quotidien

Offrir un bon confort de port

Assurer un maintien adapté

Faciliter les déplacements et la marche

Répondre aux besoins spécifiques de chaque patient

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

GENOUILLÈRE

Genouillère élastique de compression médicale conçue pour soutenir, guider et soulager le genou pendant les mouvements. Elle offre un maintien confortable grâce à son anneau rotulien, ses baleines spiralées latérales et sa zone de confort à l'arrière du genou.



CARACTÉRISTIQUES

Genouillère de compression médicale
Anneau rotulien anatomique
Baleines spiralées latérales
Tricot respirant et thermorégulant
Zone de confort au creux du genou
Zone extensible au-dessus de la rotule
Bords à pression réduite
Version standard ou Xtra-Wide selon morphologie
Disponible en plusieurs tailles

INDICATIONS

Douleur du genou
Gonflement ou œdème
Entorse ou distorsion du genou
Épanchement articulaire
Irritation post-traumatique ou post-opératoire
Méniscopepathie
Faiblesse ou étirement ligamentaire
Tendance à la luxation de la rotule
Besoin de maintien pendant la marche, le travail ou le sport

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE DE GENOU

Orthèse de genou de décharge conçue pour aider à soulager la douleur liée à l'arthrose unicompartimentale du genou. Elle accompagne la mobilité quotidienne grâce à un maintien stable, une charnière fine et un système BOA permettant un ajustement précis.



CARACTÉRISTIQUES

Orthèse de décharge du genou
Système BOA réglable
Charnière fine et discrète
Clips magnétiques pour faciliter la mise en place
Sangles confort hors de la zone arrière du genou
Silicone doux pour limiter le glissement
Réglage adapté au côté et au compartiment à décharger
Disponible en plusieurs tailles

INDICATIONS

Arthrose unicompartimentale du genou
Gonarthrose modérée à sévère
Douleur liée à une surcharge d'un compartiment du genou
Besoin de décharge articulaire
Troubles varus-valgus selon avis médical
Certaines situations post-opératoires du ménisque lorsque la décharge est indiquée

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE DE GENOU

Orthèse articulée de genou conçue pour guider et stabiliser l'articulation pendant la récupération. Elle permet un maintien dynamique du genou et un réglage de l'amplitude de mouvement selon la prescription médicale.



CARACTÉRISTIQUES

Orthèse articulée de genou
Stabilisation dynamique
Système de stabilisation à 4 points
Réglage flexion / extension
Cadre moulable
Sangles ajustables
Articulations physiologiques
Système Living Hinge
Modèle gauche ou droit
Disponible en plusieurs tailles

INDICATIONS

Lésion ligamentaire du genou
Rupture ou reconstruction du LCA / LCP
Atteinte des ligaments latéraux
Instabilité du genou
Lésion méniscale
Suivi post-opératoire
Traitement conservateur du genou
Besoin de stabilisation renforcée

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE RELEVEUR DE PIED

Orthèse cheville-pied conçue pour aider les personnes ayant des difficultés à relever le pied pendant la marche. Elle accompagne le déroulé du pas, soutient le relèvement du pied et apporte une stabilité latérale au niveau de la cheville.



CARACTÉRISTIQUES

- Orthèse cheville-pied AFO
- Sangles élastiques réglables
- Relèvement dynamique du pied
- Contrôle de la descente du pied après l'attaque du talon
- Déroulé du pas plus naturel
- Stabilité latérale de la cheville
- Modèle gauche ou droit
- Disponible en 3 tailles

INDICATIONS

- Pied tombant
- Difficulté à relever le pied
- Trouble de la marche
- Déficit des releveurs du pied
- Instabilité de la cheville associée
- Besoin de soutien dynamique pendant la marche

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE DE CHEVILLE

Orthèse de cheville stabilisatrice conçue pour soutenir une cheville instable ou douloureuse. Elle limite les mouvements latéraux de la cheville tout en conservant une bonne liberté de mouvement pour la marche.

CARACTÉRISTIQUES

Support rigide médial
Dégagement au niveau de la malléole
Partie latérale en mousse préformée
Sangle diagonale de fermeture
Sangles élastiques de compression
Limite l'inversion et l'éversion
Permet la flexion plantaire et dorsale
Se porte avec une chaussette
Stabilisation optimale avec chaussure fermée à lacets
Modèle gauche ou droit

INDICATIONS

Instabilité modérée à sévère de la cheville
Lésion ligamentaire latérale
Suivi après fracture de cheville
Arthrose modérée à sévère
Prévention après entorse ou lésion ligamentaire
Besoin de stabilité pendant la marche

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

ORTHÈSE DE MARCHÉ

Botte de marche standard conçue pour immobiliser et protéger le pied, la cheville et le bas de la jambe pendant la récupération. Elle offre un maintien renforcé grâce à sa coque semi-rigide, ses cellules d'air réglables et sa semelle de marche amortissante.



CARACTÉRISTIQUES

Orthèse de marche standard

Modèle plus haut que la version courte

Maintien du pied, de la cheville et du bas de jambe

Coque semi-rigide durable pour le soutien et la protection

Deux cellules d'air distales réglables

Compression ajustable autour des malléoles

INDICATIONS

Fracture stable du pied

Fracture stable de la cheville

Fracture stable du bas de la jambe

Entorse sévère de la cheville

Immobilisation après une intervention chirurgicale

Besoin de maintien renforcé pendant la récupération

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

SEMELLES ORTHOPÉDIQUES THERMOFORMÉES

Semelles conçues pour soutenir le pied, améliorer le confort dans la chaussure et mieux répartir les pressions pendant la marche ou l'activité physique. Elles peuvent être adaptées selon la morphologie du pied, la prescription et les besoins du patient.

CARACTÉRISTIQUES

Semelles thermoformées
Soutien plantaire
Aide à la stabilité du pied
Répartition des pressions
Confort pour la marche
Adaptation selon la chaussure
Usage quotidien ou sportif selon le besoin
Ajustement selon prescription

INDICATIONS

Douleurs plantaires
Fatigue des pieds
Troubles d'appui
Besoin de soutien de la voûte plantaire
Instabilité du pied ou de la cheville
Activité sportive ou marche prolongée
Besoin d'amorti et de confort
Correction ou soutien selon prescription



NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CHAUSSON ORTHOPÉDIQUE CONFORT

Chausson de confort conçu pour faciliter le chaussage et offrir un bon maintien au quotidien. Sa fermeture velcro réglable permet d'adapter le serrage selon le volume du pied, notamment pour les pieds sensibles, larges ou gonflés.



CARACTÉRISTIQUES

Chausson orthopédique confort
Marque Calzamedi
Fermeture velcro réglable
Ouverture pratique
Coloris bleu marine
Existe aussi en noir selon modèle
Pointures 35 à 46
Largeur 16 M
Usage quotidien ou intérieur
Ajustement à vérifier en magasin

INDICATIONS

Pieds sensibles
Pieds larges ou gonflés
Difficulté de chaussage
Besoin de confort à domicile
Mobilité réduite
Difficulté à utiliser des lacets
Besoin d'un chausson facile à enfiler
Petits déplacements au quotidien

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CHAUSSURE ORTHOPÉDIQUE BRUNE À FERMETURE VELCRO

Chaussure orthopédique pour homme conçue pour offrir confort, stabilité et facilité de chaussage au quotidien. Sa fermeture velcro permet un réglage simple et pratique, notamment pour les pieds sensibles, larges ou nécessitant des semelles orthopédiques.



CARACTÉRISTIQUES

- Coloris brun discret
- Fermeture velcro réglable
- Ouverture pratique
- Chaussant confortable
- Maintien du pied
- Usage quotidien
- Compatible avec certaines semelles orthopédiques selon le modèle
- Ajustement à vérifier en magasin

INDICATIONS

- Pieds sensibles
- Douleurs à la marche
- Difficulté de chaussage
- Pieds larges ou volumineux
- Besoin de confort quotidien
- Port de semelles orthopédiques selon compatibilité
- Besoin de stabilité pendant la marche
- Difficulté à utiliser des lacets

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CHAUSSURE ORTHOPÉDIQUE NOIRE À FERMETURE VELCRO

Chaussure confortable conçue pour faciliter le chaussage et améliorer le maintien du pied au quotidien. Sa fermeture velcro permet un réglage simple et pratique, notamment pour les pieds sensibles, larges ou difficiles à chausser.



CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture velcro réglable
- Ouverture pratique
- Chaussant confortable
- Maintien du pied
- Modèle noir discret
- Usage quotidien
- Compatible avec certaines semelles orthopédiques selon le modèle
- Ajustement à vérifier en magasin

INDICATIONS

- Pieds sensibles
- Difficulté de chaussage
- Pieds larges ou volumineux
- Besoin de confort au quotidien
- Port de semelles orthopédiques selon compatibilité
- Douleurs liées aux appuis
- Besoin de stabilité pendant la marche

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES ENFANT BLANCHES

Chaussures orthopédiques pour enfant conçues pour améliorer le maintien du pied, soutenir la cheville et offrir un chaussage adapté au quotidien. Elles peuvent être utilisées avec des semelles orthopédiques selon le modèle et la prescription.



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle enfant
- Forme montante
- Fermetures réglables
- Ouverture pratique
- Maintien du talon
- Soutien de la cheville
- Compatible avec certaines semelles selon le modèle
- Ajustement à vérifier en magasin

INDICATIONS

- Troubles d'appui chez l'enfant
- Besoin de maintien du pied
- Instabilité de la cheville
- Port de semelles orthopédiques
- Chaussage difficile avec des chaussures classiques
- Besoin d'un volume intérieur adapté
- Suivi orthopédique ou podologique
- Maintien renforcé selon prescription

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-
JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be



BROCHURE ORTHOGREEN MOBILITY

NOTRE MAGASIN

RUE DE LA CÉLIDÉE 27
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

CONTACT

02/355 56 08
info@orthogreen-mobility.be
www.orthogreen-mobility.be